

REHABIL

Hilfsmittel für den Alltag
Pflege und Rehabilitation
Vermietung und Verkauf

Pride Victory XL 140 - SC 714

Preis	Auf Anfrage
Batterien	2 x 12V / 74Ah, GEL, Zyklusfest
Aufpreis 100 Ah Batterien	Auf Anfrage
Leergewicht	165 kg
Max. Benutzergewicht	181 kg
Max. Geschwindigkeit	10 km/h
Bodenfreiheit	13 cm (7 cm Hinterachse)
Wendekreis	210 cm
Länge	143 cm
Breite	70 cm
Räder	Luftbereifung / Niederquerschnitt- Reifen (13x4.00-8)
Motor	24V DC, 1750 Watt
Bremssystem	Dreifach: regenerativ, elektromechanisch und hydraulische Scheibenbremsen vorne
Reichweite (Norm-Wert)	35 - 45 km
Ladegerät	extern, 8A
Farbe	Dunkelrot

Technische- und Preisänderungen vorbehalten.

Inklusive

- Fahrwerksfederung für äusserst komfortable Fahreigenschaften im Aussenbereich
- Freilaufhebel
- Front-, Rück- und Bremslicht
- Blinker
- 2 Sport Rückspiegel
- Externes Ladegerät
- Korb vorne
- Halterung für weiteres Zubehör

Zubehör

- Stockhalter (2 Köcher)
- Korb hinten
- Schutzhülle
- Plexi Frontscheibe
- Beinschutzdecke
- Top-Case, gross, inkl. Halterung



Bei uns dürfen Sie unverbindlich probefahren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserer Ausstellung!