

*elsa* 

Damit liegen Sie richtig.

**elsa medical**

Prävention, Therapie, Pflege



## Gesundheit ganzheitlich

elsa unterstützt eine ergonomische Körperhaltung für erholsamen und gesunden Schlaf.

elsa Mineralschaum® passt sich durch seine Viskoelastizität der individuellen Anatomie des Körpers perfekt an.

Im Gegensatz zu anderen, vergleichbaren Produkten zur Dekubitusprophylaxe ist der elsa Mineralschaum® bei 60° waschbar und sogar autoklavenfähig.

Unsere Produkte:

- Nackenkissen
- Matratzen
- Matratzenauflagen
- Keil-/Sitzkissen
- Venenkissen
- diverse Lagerungskissen

### >> elsa

elsa Produkte werden vollumfänglich in der Schweiz hergestellt. Als Schweizer Familienunternehmen legen wir Wert auf Qualität.

## >> Dekubitusprophylaxe und Patientenlagerungssysteme

Matratzen und Matratzenauflagen aus elsa Mineralschaum®

Da elsa Mineralschaum® auf langsame Krafteinwirkung mit viskosem und bei schockartiger mit absorbierendem Verhalten reagiert, sind unsere Produkte ideal für die Dekubitusprophylaxe in der medizinischen Anwendung.

elsa Patientenlagerungssysteme zeichnen sich dabei vor allem auch durch Robustheit und Langlebigkeit aus. Speziell der elsa Mineralschaum® kann beinahe beliebig oft im Rahmen Wiedereinsatz hygienisch einwandfrei aufbereitet werden, ohne an seiner Thermoelastizität einzubüssen. Dies macht ihn zu einem zuverlässigen Partner in Prävention, Therapie und Pflege.

elsa Mineralschaum® 100% hygienischer Wiedereinsatz durch Autoklavieren und Waschen.

elsa für Prophylaxe, Therapie und Pflege von


- Dekubitus
- Ischialgie
- Muskelverspannung in Folge von Kyphose, Skoliose
- Neuralgie
- Rheumatismus
- Rückenschmerzen
- Trombose

Mehr Sicherheit durch elsa

- Die spezielle Zonenrandverstärkung bei elsa verhindert ein Abgleiten des Patienten und gibt ihm ein sicheres Gefühl beim Umsetzen.
- Ohne FCKW und synthetischen Weichmachern
- Trotz Waschbarkeit dauerhaft hochresistent und belastbar
- Die elsa Produkte gelten als schwer brennbar nach Klasse MVSS 302



elsa Anti-Dekubitus Matratze mit Zonenrandverstärkung  
Liegefläche aus viskoelastischem, atmungsaktivem elsa Mineralschaum®, RG 60, Einlage autoklavenfähig. Dank eines austauschbaren Mittelstücks kann der Gesäss- und Hüftbereich nach Wunsch stärker gestützt werden.  
Waschbar bei 60°, 90 x 200 x 15 cm (andere Grössen auf Anfrage)



elsa Anti-Dekubitus Matratze  
«Die preisgünstige Alternative» Liegefläche aus viskoelastischem, atmungsaktivem, elsa Mineralschaum®, RG 60, Auflage autoklavenfähig, waschbar bei 60°, 90 x 200 x 15 cm (andere Grössen auf Anfrage)



elsa Anti-Dekubitus-Matratzenauflage  
«rüstet jedes Standardbett bei Bedarf schnell und unkompliziert zur Dekubitusprohylaxe um»  
Matratzenauflage aus viskoelastischem, atmungsaktivem, elsa Mineralschaum®, RG 60, autoklavenfähig, waschbar bei 60°, 90 x 200 x 5/7 cm (andere Grössen auf Anfrage)



elsa Matratze aus EvoPore HRC  
(die Alternative zur Anti-Dekubitus Matratze)  
Diese Matratze verspricht ebenfalls höchsten Schlafkomfort. Hohe Anpassungsfähigkeit und optimale Stützkraft. Erstklassige Klimaregulierung. 90 x 200 x 15 cm (andere Grössen auf Anfrage)

Die Bezüge sind in folgenden Farben erhältlich:





#### Beschrieb elsa Inkontinenz-Bezug

- Bei max. 95° waschbar / Tumblerfest bis max. 70°
- Inkontinenzbeständig
- Atmungsaktiv
- Flammhemmend
- Kann mit üblichen Desinfektionsmitteln gereinigt werden
- Hohe Reissfestigkeit
- Antiallergisch
- Gute Druckverteilung
- Absolut wasserdicht
- Hautfreundlich
- Antistatisch

## >> Lagerungsprodukte

Mit elsa ergonomisch korrekt lagern

Nackenkissen von elsa sind seit Jahren in Praxen, ambulanten wie stationären Einrichtungen zur Therapie, Reha und Pflege im Einsatz. Durch optimale Lagerung und ergonomische korrekte Unterstützung ohne Druckstellen ermöglichen die Kissen von elsa einen vielfältigen Einsatz.

Ob für die Bereiche Nacken, Ohr (bei Seitenlagerung) oder auch Gesicht, mit elsa kann in allen Positionen eine druckfreie Lagerung für ein optimales Behandlungsergebnis erfolgen. Speziell beim orthopädischen Nackenkissen erfolgt neben der Fixierung und Weichlagerung des Hinterhaupt vor allem auch eine stabilisierende und orthopädische Unterstützung der gesamten Nacken- und Schulterpartie.

Die sprichwörtliche Robustheit dieser Qualitätsprodukte aus der Schweiz stellen in Kombination mit ihrer Waschbarkeit und der damit garantierten, dauerhaften Hygiene ein zuverlässiges wie unersetzliches Hilfsmittel dar.



#### Nackenkissen 50er

Orthopädisches Nackenkissen, viskoelastischer, atmungsaktiver elsa Mineralschaum®, 50 cm breit, 9/11 cm hoch, Kissen und Bezug waschbar bei 60°



#### Nackenkissen 33er

Orthopädisches Nackenkissen, viskoelastischer, atmungsaktiver elsa Mineralschaum®, 33 cm breit, 9/11 cm hoch, Kissen und Bezug waschbar bei 60°



#### Nackenkissen 25er

Orthopädisches Nackenkissen, viskoelastischer, atmungsaktiver elsa Mineralschaum®, zur Befestigung am Behandlungsstuhl oder Liege, 25 cm breit, 7 cm hoch, Kissen und Bezug waschbar bei 60°



**Nackenrolle**  
Viskoelastischer, atmungsaktiver elsa Mineralschaum®,  
50 cm breit, Ø 15 cm, Kissen und Bezug waschbar bei 60°



**Halbrolle**  
Viskoelastischer, atmungsaktiver elsa Mineralschaum®,  
50 cm breit, Ø 9 cm, Kissen und Bezug waschbar bei 60°



**Flockenkissen**  
Lagerungskissen aus elsa-Mineralschaum®-Flocken, in den Grössen  
50 x 70 cm, 30 x 40 cm, 20 x 30 cm und 20 x 20 cm erhältlich.  
Kissen und Bezug waschbar bei 60°



**Flockenrolle**  
Rolle aus elsa-Mineralschaum®-Flocken, Ø 16 cm, 50 cm lang, Rolle  
und Bezug waschbar bei 60°



**Knierolle\***  
60 cm breit, Ø 18 cm (kein elsa Mineralschaum®)



**Ohrkissen**  
Viskoelastischer, atmungsaktiver elsa Mineralschaum® für  
Seitenlagerung, Ø 28 cm, 4 cm hoch, Kissen und Bezug waschbar  
bei 60°



**Gesichtsauflage**  
Viskoelastischer, atmungsaktiver elsa Mineralschaum® für  
Bauchlagerung, Höhe 4 cm und 7 cm, Auflage und Bezug waschbar  
bei 60°

Die Bezüge sind in folgenden Farben erhältlich:  
Velours (andere Farben auf Anfrage)



Inkontinenz



## >> Rücken, Sitzen und Beine

Für Physiotherapie, Sportgymnastik, orthopädische Anwendungen und zur Vermeidung von Venenerkrankungen bietet elsa ein wichtiges Grundsortiment zur korrekten Versorgung und Vorsorge.

Die mit dem elsa Mineralschaum® ausgestatteten Produkte unterstützen aktiv die jeweilige Massnahme. Durch eine gleichmässige Druckverteilung kann die ergonomisch richtige Position, speziell beim Sitzen, länger eingehalten werden. Bewegungsapparat sowie Muskeltonus können besser entspannen, Wirbelsäule und Bandscheibe werden entlastet. Im Besonderen trägt das elsa Venenkissen zur Tromboseprophylaxe bei, indem der Blutrückfluss zum Herzen durch Hochlagerung unterstützt wird und gleichzeitig eine Kompression der Beinblutgefässe dank elsa Mineralschaum® verhindert wird. Intelligente Produkte von elsa tragen so intensiv zur Förderung und Stabilisierung der Gesundheit bei – von Kopf bis Fuss.



**Keilkissen Standard\***  
Sitzfläche aus PUR-Schaumstoff, 37 x 37 x 8/1 cm



**Keilkissen Spezial\***  
Sitzfläche aus viskoelastischem Schaumstoff, 37 x 37 x 8/1 cm



**Keilkissen AB Spezial\***  
Sitzfläche aus viskoelastischem Schaumstoff mit herausnehmbaren  
Steissbeinteil, 37 x 37 x 8/1 cm

Die Bezüge sind in folgenden Farben erhältlich:  
Velours



Inkontinenz





**Rollstuhlkissen\*\***  
Sitzfläche aus viskoelastischem Schaumstoff, mit Spezialbezug und Griff, 40 x 40 x 5 cm



**Sitzkissen\*\***  
Sitzfläche aus viskoelastischem Schaumstoff, 40 x 40 x 5 cm



**Sitzkissen AB Spezial\*\***  
Sitzfläche aus viskoelastischem Schaumstoff, mit herausnehmbarem Steissbeinteil, 40 x 40 x 5 cm



**Venenkissen**  
Anatomisch geformt aus hochwertigem Schaumstoff, mit einer 4 cm dicken druckentlastenden elsa Mineralschaum®-Auflage, 50 x 16 cm oder 50 x 22 cm



**Lagerungskissen**  
Lagerungskissen aus elsa Mineralschaum®-Flocken, in einem Baumwoll-Innenfutter. Nimmt stets die Form an die Sie wünschen. Ø 18 cm, 1.6 m lang

## >> Massanfertigung: von orthopädischem Werkstattbedarf bis OP-Tischauflage

### Spezialausführungen und Sondermasse

So spezialisiert und individuell wie die Gesundheitsversorgung ist auch unser Angebot an Sonderanfertigungen. Als Schweizer Traditionsunternehmen und Hersteller sind wir zu 100% der Qualität verpflichtet, auch und vor allem dann, wenn es sich um Einzel- und Massanfertigungen handelt. Unseren hauseigenen Werkstätten stehen nach dem modernsten Stand der Technik alle Maschinen zur Verfügung, um zeitnah, flexibel und wirtschaftlich jeden Auftrag zu bedienen.

Mit weit über 100 verschiedenen Schäumen und in Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten für Bezüge reicht die Palette unserer Möglichkeiten von Teilkomponenten oder Vollprodukten für

- orthopädische Werkstatt zur Auskleidung von z. B. Stützkorsett und Protektoren, Orthesen und Prothesen, Schuhen und Einlagen
- Rehathechnik zur Hilfsmittelauskleidung von Sitzschalen, Rollstühlen und Betten
- Massanfertigung zur Patientenlagerung für Reha und Pflege
- Akustikverbesserung oder Schallabsorption an Geräten oder in Räumen
- komplette OP-Tischauflagen Einheiten (einteilig oder mehrteilig)

Nach Anforderung und Einsatzgebiet kombinieren wir einzelne Schäume und stellen bei Bedarf Produkte und Komponenten in Handarbeit her.

- elsa: 100% Schweiz, 100% Qualität
- Serienfertigung und Handarbeit
- Schweizer Originalprodukte

Die Bezüge sind in folgenden Farben erhältlich:



Inkontinenz



# Intelligend Pflegen

Praxis

Spital

Rehaklinik

Alten- und Pflegeheim

Reha- und Sanitätshaus

Orthopädietechnik

*elsa* 

Damit liegen Sie richtig.

**elsa Schweiz AG**

Meierhofweg 5  
CH - 6032 Emmen

Telefon 041 269 88 88  
Telefax 041 269 88 80

[www.elsaschweiz.ch](http://www.elsaschweiz.ch)  
[info@elsaschweiz.ch](mailto:info@elsaschweiz.ch)