

Batec Scrambler 2.0

- Für Paraplegiker, Tetraplegiker und Hemiplegiker
- Material: Aluminium
- Farbe: Graphite grau
- Motor: Nennleistung: 1440W, Spitzenleistung: 1620W mit Rückwärtsgang
- Maximale Geschwindigkeit: 30 km/h
- Display: All-in-one LCD Bildschirm
- Reichweite: 55 km
- Batterie: 768 Wh
- Lenker: Aluminium schwarz, verstellbar in Höhe Klappsystem für einfachen Transport.
- Erhältlich für Tetraplegiker und Hemiplegiker: Gas- und Bremslenker für Tetraplegiker: Beschleunigen und bremsen Sie durch leichtes Bewegen des Lenkers.
- Hemiplegischer Lenker mit Monohebelbremse und optionalem Gashebel rechts oder links
- Rad: 19" Rad, Doppelwandfelge aus schwarzem Aluminium.
- Reifen mit extrem hohem Grip, einfacher Schlauch- und/oder Reifenwechsel
- Serienausstattung: Frontlicht und zwei LED-Rücklichter, USB-Anschluss, Hupe, Batec Acopla-Stütze, Batec Asa zum einfachen Anheben und Tragen Ihres Batec Handbikes.
- Abnehmbare QR-Gewichte für Traktion, kleine Aufbewahrungstasche, Ständerahmen mit Federung, Anti-Rutsch-Funktion, Batterieladegerät
- Gewicht: 16,7 kg ohne Batterie oder Zusatzgewicht
- Maximales Benutzergewicht: 110 kg



Zubehör



Zubehör:
 Korb
 Rucksack
 Radtasche
 Rückspiegel
 Zusatzgewicht
 Standfuss flexibel
 Reisebatterie 280 Wh
 Transporttasche für Batec Air



REHABIL AG
 Chräjeninsel 13
 3270 Aarberg
 Tel. 032 392 77 11

www.rehabil.ch
 info@rehabil.ch

REHABIL

Hilfsmittel für den Alltag
 Pflege und Rehabilitation
 Vermietung und Verkauf

Batec Air

- Für Paraplegiker
- Material: Aluminium
- Farbe: Schwarz
- Motor: Nennleistung: 350W, Spitzenleistung: 470W,
- Mit Rückwärtsgang
- Maximale Geschwindigkeit: 10 km/h
- Display: All-in-One LCD-Bildschirm
- Reichweite: 23 km mit 6 km/h
20 km mit 10 km/h
- Batterie: 216 Wh
- Rad: 10" Reifen, 10" Rad
- Serienausstattung: 30 lux Front Licht, Doppelte LED-Rücklichter am Ständer Hupe, TFT Colour Display
- Gewicht: 11 kg ohne Batterie
- Maximales Benutzergewicht: 110 kg



Batec Electric 2.0

- Für Paraplegiker, Tetraplegiker und Hemiplegiker
- Material: Aluminium
- Farbe: Graphitgrau
- Motor: Nennleistung: 350 W, Spitzenleistung: 900 W,
- Mit Rückwärtsgang
- Maximale Geschwindigkeit: 10 km/h
- Display: All-in-one LCD Bildschirm
Reichweite: 21,5 km mit dem 280 Wh Akku, 44 km mit dem 576 Wh Akku
- Batterie: 280 Wh und 576 Wh
- Rad: 18-Zoll-Laufrad mit schwarzer Alu Doppelwandfelge und Extrem griffiger Reifen
- Serienausstattung: Frontlicht und zwei LED-Rücklichter, USB-Anschluss und Hupe
- Batec Asa zum einfachen Anheben & Tragen des Handbikes
- Abnehmbare QR-Gewichte für mehr Traktion
- Akkuladegerät
- Gewicht: 15,9 kg ohne Batterie & Zusatzgewicht
- Maximales Benutzergewicht: 110 kg




Batec Mini 2.0

- Für Paraplegiker, Tetraplegiker und Hemiplegiker
- Material / Farbe: Aluminium, Graphitgrau
- Motor: Nennleistung: 350W. Spitzenleistung: 600W mit Rückwärtsgang
- Maximale Geschwindigkeit: 10 Km/h
- Display: All-in-one LCD Bildschirm
- Reichweite: 21,5 km mit der 280 Wh Batterie, 44 km mit der 576 Wh Batterie
- Batterie: 280Wh und 576Wh
- Lenker: Aluminium schwarz, höhenverstellbar, klappbar für einfachen Transport
- Erhältlich für Tetraplegiker und Hemiplegiker: Gas- und Bremslenker für Tetraplegiker: beschleunigen und Bremsen durch leichtes Bewegen des Lenkers.
- Hemiplegischer Lenker mit Monohebelbremse und optionalem Gashebel rechts oder links
- Rad: 12" x 2,75" Ultra-Grip-Reifen, 12" Laufrad
- Serienausstattung: Frontlicht, Hupe, USB-Anschluss, Doppel-LED-Rücklicht am Ständer.
- Batec Asa zum einfachen Anheben & Tragen Ihres Batec Handbikes, Akkuladegerät und Ankergurt
- Gewicht: 13.9 kg ohne Batterie
- Maximales Benutzergewicht: 110 kg



Batec Hybrid 2.0

- Für Paraplegiker und Tetraplegiker
- Material / Farbe: Aluminium, Graphitgrau
- Motor: leistungsstarker, bürstenloser Motor mit 250 U/min., Nennleistung: 900 W, Spitzenleistung: 1050 W
- Display: All-in-one LCD-Bildschirm
- Reichweite: 21.5 km mit der 280 Wh Batterie, 44 km mit der 576 Wh Batterie
- Batterie: 280 Wh oder 576 Wh
- Lenker: Black schwarz, verstellbar in der Höhe
- Klappsystem für einfachen Transport
- Gas- und Bremslenker für Tetraplegiker: beschleunigen und bremsen durch leichtes Bewegen des Lenkers
- Hemiplegiker Lenker mit Monohebel Bremsen und optionalem rechtem oder linken Auslöser
- Rad: 20" Laufrad, extrem griffiger Maxxis-Reifen.
- Schwarze doppelwandige Aluminiumfelge
- Einfacher Schlauch- und/oder Reifenwechsel
- Serienausstattung: Frontlicht, Hupe, Ladegerät
- Doppel-LED-Rücklicht, USB-Anschluss
- Batec Asa zum einfachen Anheben, Tragen und verladen des Handbikes
- Batec Acopla-Stütze, kleine Aufbewahrungstasche
- Abnehmbare QR-Gewichte, Drehmomentsensor
- Gewicht: 20,6 kg ohne Batterie oder extra Gewicht
- Maximales Benutzergewicht: 110 kg



REHABIL AG
Chräjeninsel 13
3270 Aarberg