

VICTORY *XL 130*



Victory XL 130 – Premium-Performance für höchste Ansprüche.


Der Victory XL 130 vereint leistungsstarke Technik mit erstklassigem Komfort. Ausgestattet mit einem durchzugsstarken Antriebssystem und groß dimensionierten 13-Zoll-Rädern, bietet er außergewöhnliche Fahrstabilität – selbst in anspruchsvollem Gelände.

Die umlaufende Delta-Lenksäule ermöglicht ergonomisches und präzises Steuern, während abriebfeste High-Performance-Reifen für Langlebigkeit und optimale Traktion sorgen.

Design und Funktion verschmelzen zu einem stilvollen Gesamtbild: Hochwertige Materialien, exklusive Ausstattungsdetails und ein sportlich-elegantes Erscheinungsbild machen den Victory XL 130 zur perfekten Wahl für anspruchsvolle Nutzer, die keine Kompromisse eingehen.

PRIDE[®]
MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST[®]

Technische Daten

MAX. BELASTBARKEIT	160 kg
MAX. GESCHWINDIGKEIT ¹	Bis zu 10 km/h
BODENFREIHEIT ²	90 mm
WENDEKREIS ²	1695 mm
GESAMTLÄNGE ²	1353 mm
GESAMTBREITE ²	641 mm
REIFEN	13" Luft-Bereifung
FEDERUNG	Vorn und Hinten
REICHWEITE ^{1,4}	Bis 42,7 km
GESAMTGEWICHT OHNE BATTERIEN ^{2,5}	78,5 kg
STANDARD SITZ	Breite: 450 mm Tiefe: 450 mm
BATTERIANFORDERUNG ^{3,6}	2x 74 Ah
BATTERIELADEGERÄT	8 amp, extern
FARBEN	 Red

1) Variiert mit dem Benutzergewicht, Geländetyp, Batteriestärke (Ah Auslegung), Batterieladezustand, Batteriezustand und Reifenzustand. Können die Daten dieser Spezifikation um plus (+) 10%, minus (-) 5% abweichen.
2) Aufgrund von Herstellungstoleranzen und der kontinuierlichen Produktverbesserung können die Daten dieser Spezifikation um plus (+) oder minus (-) 3% abweichen.
3) AGM oder Gel-Zellen empfohlen. Siehe III. „Batterien und Aufladung.“
4) Nach Standard ANSI/RESNA, Elektrorollstuhl Vol. 2 Kapitel 4 & ISO 7176-4 geprüft. Die Ergebnisse wurden durch Kalkulation der Batterie Spezifikationen und der Leistung des Antriebssystem theoretisch erreicht. Der Test wurde mit maximaler Gewichts-Kapazität durchgeführt.
5) Einschließlich Standardsitz.
6) Gewicht der Batterie kann nach Hersteller variieren.

Produkteigenschaften

- Große 13-Zoll-Luftreifen für optimale Leistung im Freien
- Komplettes Beleuchtungssystem mit Blinker und LED-Scheinwerfer
- Deltalenksäule mit Rundumgriffen
- Kunststoffkorb inklusive
- Leicht zugängliche Befestigungspunkte (zum Transport des nicht besetzten Mobiles)
- Rückspiegel Standard

Zubehör

- Handyhalter
- Getränkehalter
- 1270 mm Beckengurt
- Sauerstoffflaschenhalter
- Körbe hinten
- Sport-Rückspiegel, links & rechts
- Sicherheitsflagge
- Lagerung unter dem Sitz (Montage erforderlich)
- Gehhilfenhalter
- Wetterschutzhaube
- USB Ladeport
- Cappi Wetterdach

HINWEIS: Alle Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Die enthaltene Information ist zur Zeit der Herausgabe aktuell; der Hersteller ist zur ständigen Weiterentwicklung und Verbesserung verpflichtet und behält sich jedoch das Recht vor, ohne Vorankündigung die Spezifikation zu ändern. Die theoretische Reichweite ist unter Testbedingungen in Übereinstimmung mit europäischen Standards berechnet. Die tatsächliche Reichweite im normalen Betrieb hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich des Zustands des Mittels und der Batterien, dem Benutzergewicht, dem korrekten Reifendruck, der Umgebungstemperatur und der Steigung und Beschaffenheit des Weges oder Straße. Abmessungen aufgeführt betreffen nur die Antriebseinheit. Insgesamt Abmessungen werden mit Sitz- und Zubehöerauswahl variieren.

Chräjeininsel 13
3270 Aarberg
032 392 77 11
info@rehabil.ch
www.rehabil.ch

REHABIL

Hilfsmittel für den Alltag
Pflege und Rehabilitation
Vermietung und Verkauf