



RYLEY



Le fauteuil électrique compact et maniable.

Le fauteuil électrique **RYLEY** de Rascal Mobility est un excellent fauteuil d'intérieur utilisable également à l'extérieur. Ce fauteuil, extrêmement maniable grâce à la traction centrale, est équipé d'un siège confort et disponible en noir/orange ou en noir/vert-pomme. Le boîtier de commande est rabattable latéralement et les roues sont toutes équipées de pneus pleins. Les deux batteries de 35 Ah permettent d'atteindre une autonomie maximale de 26 km.

Le RYLEY - votre aide pour la maison et aux alentours !

Der kompakte und handliche Elektro-Rollstuhl.

Der elektrische Rollstuhl **RYLEY** von Rascal Mobility ist der ideale Elektro-Rollstuhl für den Innenbereich, der auch für den Aussenbereich geeignet ist. Dieser Rollstuhl ist, dank seinem Mittelrad-Antrieb, ausserordentlich handlich und ist serienmässig mit einem Komfortsitz ausgestattet. Erhältlich in den Farben schwarz/orange oder schwarz/apfelgrün. Die Steuerung ist seitlich wegklappbar und alle Räder sind mit pannensicherer Bereifung ausgestattet. Die 2 35Ah Batterien ermöglichen eine Reichweite von maximal 26 km.

Der RYLEY - die grosse Hilfe im Haus und rund herum !

Données techniques / Technische Daten

| | | |
|----------------------------|----------------------------|------------|
| Longueur totale | <i>Gesamtlänge</i> | 1080 cm |
| Longueur minimale | <i>Gesamtlänge minimal</i> | 820 cm |
| Largeur totale | <i>Gesamtbreite</i> | 61 cm |
| Largeur d'assise | <i>Sitzbreite</i> | 47 cm |
| Profondeur d'assise | <i>Sitztiefe</i> | 48 cm |
| Hauteur d'assise sol/siège | <i>Sitzhöhe Boden/Sitz</i> | 52 cm min. |
| Poids total | <i>Gesamtgewicht</i> | 81.2 kg |
| Charge max. | <i>Max. Zuladung</i> | 136 kg |
| Batteries | <i>Batterien</i> | 2 x 35 Ah |
| Roues pivotantes | <i>Lenkräder</i> | 150 x 50 |
| Roues motrices | <i>Antriebsräder</i> | 260 x 85 |
| Ø braquage | <i>Wendekreis</i> | 118 cm |
| Garde au sol | <i>Bodenfreiheit</i> | 5 cm |
| Vitesse max. | <i>Geschwindigkeit</i> | 6 km/h* |
| Autonomie | <i>Reichweite</i> | 26 km* |
| Pente max. sûre | <i>Sichere Steigung</i> | 6° |

*L'autonomie et la vitesse peuvent varier selon les conditions d'utilisation.

*Reichweite und Geschwindigkeit werden von den Nutzungsbedingungen beeinflusst.



Orange



Vert-pomme / Apfelgrün

Votre conseiller Rascal / *Ihr Rascal Berater*

REHABIL AG
Chräjeninsel 13
3270 Aarberg
Tel. 032 392 77 11

REHABIL

**Hilfsmittel für den Alltag
Pflege und Rehabilitation
Vermietung und Verkauf**

www.rehabil.ch
info@rehabil.ch

2025 pz
Technische- und Preisänderungen vorbehalten