



Birkenrot Rollator
Streamer CF aus Karbon,
Ideale Unterstützung
und viel Bewegungsfreiheit
dank nur 5.5 kg Gewicht.

birkenrot®

Karbon-Rollator STREAMER CF

Unser Birkenrot Streamer CF ist ein Extremes-Leichtgewicht. Leichter als alle anderen Rollatoren lässt er sich schnell und simpel zusammenfallen. Dank der geschlossenen Tasche auch ideal beim Einkaufen.

- ◆ Sicheres Fortbewegen
- ◆ Atmungsaktive Sitzfläche
- ◆ Extremes Leichtgewicht - 5.5kg
- ◆ Ausgestattet mit grosser, geschlossener Tasche

STREAMER CF



KARBON ROLLATOR

Der Karbon Streamer CF kann rasch und simpel zusammengefasst werden. Bleibt stabil, wenn er zusammengefasst wurde. Einfach zu transportieren.

STABIL UND BESTÄNDIG

Der Rahmen sowie der Sitz wurden getestet für ein maximales Benutzergewicht von 150 kg zugelassen. Leichte und bruchfeste Räder mit TPE überzogen sorgen für Stabilität und sowie ein hohes Sicherheitsgefühl.

HÖHENVERSTELLBAR

Die Streamer CF Griffe sind höhenverstellbar in verschiedenen Höhen. Komfort ist durch ergonomische Griffe und optimales Rahmendesign garantiert.

ZUBEHÖR

Der Rollator Streamer CF kann mit einer reichen Auswahl an Birkenrot® Zubehör ausgestattet werden.

RAHMENFARBEN

- Graphit



Stufenlos höhenverstellbare Griffe und feststellbare Handbremse.



Sitzhöhe: 55 cm und 62 cm.



Wartungsfreie Bremsen und TPE-beschichtete, bruchfeste Räder.



Faltbar



Praktische und abnehmbare Einkaufstasche



Abgerundete Rahmenform

TECHNISCHE DATEN

Max. Benutzergewicht
150 kg

Grösse (Breite x Tiefe x Höhe)
Mittel: 62 x 66 x 72–85 cm
Standard: 62 x 66 x 78–102 cm

Sitzhöhe
Medium 55 cm
Large 62 cm

Sitzbreite: 46 cm
Gesamtbreite gefaltet: 22 cm

Gewicht
Mittel: 5,3 kg (+ Tasche 300 g)
Standard: 5,3 kg (+ Tasche 300 g)

Rahmenmaterial
Karbon

Einkaufstasche Masse (Breite x Tiefe x Höhe)
32 x 15 x 28 cm

Artikel-Nr.
1209 Grösse M
1202 Grösse L

LEICHT, WENDIG
UND SICHER



Ihr Händler:

REHABIL

Hilfsmittel für den Alltag
Pflege und Rehabilitation
Vermietung und Verkauf

032 392 77 11 -- info@rehabil.ch