

Lippe IV

Clinic | Care | **Homecare** | Assist



Der höhenverstellbare
Betteinsatz

Auch erhältlich
als Variante für die
**automatische
Aufbereitung**

200 kg sichere Arbeitslast, 4-geteilte
Liegefläche, elektrisch verstellbar

Handschalter mit
selektiver Sperrfunktion

Matratzenbügelgriff auf 100 cm
verbreiterbar, demontierbar

Matratzenbügelgriff
im Fußbereich

Rastomat

Hülsen zur Aufnahme des
Aufrichters rechts und links

Aufnahmebuchse des Steckers zur Anbindung
des elektronischen Schaltnetzteils SwitchMode

Wartungsarmes und langlebige
LINAK-Antriebssystem

Standfuß mit Bodenausgleichs-
schraube, Befestigungslasche

Betteinsatz Lippe IV - Zum Einbau in ein vorhandenes Bett

Ihre Vorteile

Qualität und Langlebigkeit

Der Betteinsatz „Lippe IV“ ist äußerst stabil konstruiert, sodass die Herausforderungen im Pflegealltag bestens erfüllt werden. Die hohe Qualität sichert Ihnen ein langlebige, robustes und wartungsarmes System, das die Folgekosten entscheidend minimiert.

Flexibel einsetzbar

Der „Lippe IV“ lässt sich einfach in einen vorhandenen Bettrahmen einsetzen. Mit seiner großen Auswahl von Liegeflächenmaßen und seinem besonders raumsparenden Untergestell von nur 69 x 113 cm passt er fast überall hinein.

Sichere Arbeitslast von 200 kg

Auch für schwergewichtigere Personen geeignet.

Maschinenwaschbare Variante

Der „Lippe IV“ ist auch in einer maschinenwaschbaren Variante erhältlich. Eine kathodische Tauchlackierung (KTL) schützt ihn vor Korrosion. Das Sanitätshaus als Betreiber gewinnt Ressourcen durch den Entfall der manuellen Reinigung. Bewohner und Pflegenden können sich auf eine sichere Hygiene verlassen.

24-Volt-Antriebssystem serienmäßig

Mit dem 24-Volt-System verlängert sich das Intervall der vorgeschriebenen Ableitstrommessungen so deutlich, dass während der zu erwartenden Lebensdauer des Betteinsatzes und darüber hinaus keine weitere Prüfung erforderlich ist. Über die Länge dieser Dauer informiert die Gebrauchsanweisung. Die erste Ableitstrommessung hat der Hersteller bereits vorgenommen. Die 24-Volt-Schutzkleinspannung spart Stromkosten und erhöht die Sicherheit des Bewohners.

Details



Matratzenbügelgriff
auf 100 cm
verbreiterbar,
demontierbar



Elektronisches
Schaltnetzteil (Switch
Mode), direkt hinter
Netzstecker integriert
(24 Volt-Antriebssys-
tem serienmäßig)



Handschalter



Standfuß mit
Bodenausgleichs-
schraube,
Befestigungslasche



Aufnahmebuchse
des Steckers zur
Anbindung
des elektronischen
Schaltnetzteils
SwitchMode

Betteinsatz **Lippe IV**

Ausführung

- Liegefläche 4-geteilt, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe elektromotorisch verstellbar, serienmäßig mit 24-Volt-Antriebssystem. Unterschenkellehne manuell über Rasterung absenkbar (außer 80x180 cm und 90x180 cm)
- Untergestell und Liegeflächenrahmen durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt, Farbe topas
- Liegefläche kopfseitig mit 2 im Liegeflächenrahmen integrierten Hülsen zur Aufnahme eines Aufrichters, Untergestell mit Standfüßen, inklusive Bodenausgleichsschrauben sowie 4 Befestigungslaschen zur Fixierung innerhalb eines vorhandenen Bettes
- Untergestell individuell auf Lattenrostbreiten von 100 und 90 cm einstellbar
- Liegehöhenverstellung von 29 cm bis 74 cm, niedrigste Liegeflächenhöhe: 29 cm
- sichere Arbeitslast: 200 kg
- 5. Matratzenbügelgriff serienmäßig zur fußseitigen Fixierung der Matratze

Gefertigt nach: Norm IEC 60601-2-52:2009



Technische Änderungen vorbehalten. Stand 03/2018, Version 5, Artikel-Nr. 600869.

Zubehör (gegen Mehrpreis lieferbar)



Lager- und Transporthilfe mit lenkbaren Laufrollen



Leselampen



Aufrichter



Lippe-Seitensicherung (auch nachträglich montierbar)



Aufstehhilfe



Adaptierbare Standfüße zur Erhöhung der niedrigsten Position (+7 cm)



Verbreiterungsschiene 5 cm



Adaptierbare Seitensicherung

Bestellnummern und Außenmaße

Bestellnummer	Liegeflächen-Nennmaß	tatsächliches Liegeflächenmaß	Bestellnummer	Liegeflächen-Sondermaß	tatsächliches Liegeflächenmaß
30.9456.2	90 x 190 cm	85 x 185 cm	30.9456.8	90 x 180 cm	85 x 175 cm
30.9456.1	90 x 200 cm	85 x 195 cm	30.9456.7	80 x 180 cm	75 x 175 cm
30.9456.4	100 x 190 cm	95 x 185 cm	30.9456.6	80 x 190 cm	75 x 185 cm
30.9456.3	100 x 200 cm	95 x 195 cm	30.9456.5	80 x 200 cm	75 x 195 cm

Burmeier GmbH & Co. KG

Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage
 Telefon: +49 (0) 5232 9841 - 0
 Fax: +49 (0) 5232 9841 - 41
 E-Mail: info@burmeier.com
www.burmeier.com

